

PROMO
INTEGRA

PIPETBOY acu2

El pipeteador
más popular del
mercado

~~448€~~ 322€



CARACTERÍSTICAS

Los pipeteadores INTEGRA son la referencia para un pipeteo serológico preciso y eficiente. Los usuarios elogian el controlador de pipetas PIPETBOY acu 2 por su velocidad, control de pipeteo y ergonomía inigualables.

En esta segunda generación de PIPETBOY acu, se ha incrementado la velocidad de pipeteado y se ha reducido considerablemente su peso.


- Ligero y equilibrado
- Bomba robusta y silenciosa
- Pipeteado con botón dispensador
- Mayor tiempo de funcionamiento
- Autoclavable
- Disponible en 9 colores
- Garantía ampliada a 3 años

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Velocidad máxima de pipeteo: 13.5 ml/s (con una pipeta de 50 ml)
- Dispensación por gravedad: ligera presión sobre el botón de dispensación
- Compatibilidad con pipetas: pipetas de vidrio y plástico con un volumen de 1 a 100 ml
- Filtro de protección: 0.45 μm (incluido) o 0.2 μm (pedir por separado)
- Peso: 195 g
- Condiciones de funcionamiento: 5-40°C, max. 80% RH
- Autonomía: min. 5500 ciclos de pipeteado de 25 ml (con batería cargada)
- Requisitos de energía: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Batería recargable: Li-Ion 500 mAh

PROMO

INTEGRA



DESCRIPCIÓN	COLOR	REFERENCIA	PVP	PROMO
Pipeteador PIPETBOY Acu2 con batería Li-Ion, adaptador de red, filtro estéril de repuesto 0,45 µm y soporte para montaje en pared.	Clásico	060204	446,2	322 €
	Verde	060200	446,2	322 €
	Rojo	060201	446,2	322 €
	Azul	060202	446,2	322 €
	Transparente	060203	446,2	322 €
	Violeta	060211	446,2	322 €
	Pink sunrise	155024	446,2	322 €
	Agave	155022	446,2	322 €
	Ocean dream	155023	446,2	322 €

ACCESORIOS	REFERENCIA
Stand para PIPETBOY y VACUBOY	155065
Soporte para montaje en pared	155521
Adaptador de red (100-240 VAC, 50/60 Hz) versión EU	153210

CONSUMIBLES	REFERENCIA	
Tapa del compartimento de la batería	Clásico	155203
	Verde	155160
	Rojo	155161
	Azul	155162
	Transparente	155163
	Violeta	155164
	Pink sunrise	155166
	Agave	155167
Ocean Dream	155168	
2. O-ring	153235	
3. Cubierta del módulo estéril, incl. O-ring	Turquesa	155230
	Gris	155060
4. Adaptador para el filtro	Silicona, para sujetar el filtro en el módulo estéril	153225
	0.45 µm estéril	155223B
5. Filtro	0.45 µm no estéril	153016
	0.2 µm estéril	156608
	0.2 µm no estéril	060431
	Adaptador de pipeta	Adaptador de silicona, para sujetar la pipeta
7. Módulo estéril	Completo para: clásico, transparente y turquesa	155025
	Completo para: verde, rojo, azul, púrpura, gris	155070
Batería para PIPETBOY acu 2, Li-Ion	155066	

Condiciones

- Precios **sin IVA**
- Transporte gratuito para pedidos superiores a 250 € (sin IVA).
- Gastos administrativos y de pedido mínimo: 20 € (+IVA).
- Códigos de promoción: **INT_PIPETBOY24**
- Promoción válida hasta el **31 de diciembre de 2024**